



## FICHA TÉCNICA

### BOMATE® S

Registro ICA No. 5481-DB  
USO VETERINARIO



1

### COMPOSICIÓN

Cada 2 mL de solución inyectable contiene:  
Somatotropina Bovina Recombinante  
Excipientes c.s.p

500 mg  
2 mL

### INDICACIONES

En vacas de alta producción en período de lactancia con buen régimen alimenticio para aumentar la producción de leche.

### ESPECIE DESTINO

Bovinos

### FORMA FARMACÉUTICA

Solución inyectable

### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Aplicar una jeringa de Bomate® S por vía subcutánea alternando el lado de aplicación, cada dos semanas en vacas de alta producción y excelente alimentación. El periodo óptimo de aplicación será al momento del pico de lactancia y puede extenderse hasta un mes antes del período de secado de la vaca.

### PRECAUCIONES Y CONTRAINDICACIONES

Animales que no estén lactando o que estén fuera del período de lactación.  
Animales débiles o sometidos a un manejo nutricional inadecuado o con Mastitis.

### TIEMPO DE RETIRO

No tiene tiempo de retiro para la leche o carne destinada para consumo humano o para uso industrial.


### ALMACENAMIENTO

Consérvese entre 2°C - 8°C  
No congelar.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

### Para uso del aplicador inyector de Bomate® S

1. Sujete el animal adecuadamente.
2. Limpie y desinfecte el área de inyección y aplique el producto a temperatura ambiente.
3. Coloque la jeringa en el inyector (figura 1) de acuerdo con los siguientes procedimientos:
  - Hale el cilindro hacia arriba presionando la punta y coloque una jeringa en el cilindro (figura 2).
  - Empuje hacia abajo el cilindro hasta que suene clic (figura 3).
  - Remueva la tapa de la aguja de la jeringa (figura 4).
4. El sitio recomendado para la inyección subcutánea de Somatotropina Bovina es la fosa isquio-rectal (figura 5) entre la tuberosidad del isquión y la base de la cola.
5. Inyecte la jeringa en la fosa isquio-rectal en un ángulo de 45° insertando toda la aguja.
6. Inyecte todo el contenido de la jeringa presionando el gatillo y la agarradera hasta que el pistón pare.
7. Se recomienda dar un masaje suave en el sitio de la aplicación después de la inyección para evitar que eventualmente ocurra una inflamación transitoria en el sitio de la aplicación.
8. Remueva la jeringa del inyector y coloque la tapa de la aguja



## ADVERTENCIAS

Consulte al Médico Veterinario

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

## PRESENTACIÓN COMERCIAL

Jeringa por 2 mL

Caja por 5 y 25 jeringas

## FABRICADO POR

LG CHEM LTDA

Corea del sur

## IMPORTADO POR

MSD Salud Animal Colombia S.A.S.

Bogotá, Colombia